



DeLuxe masszázssülés

GYVM24



Használati utasítás

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Köszönjük hogy termékünket választotta!

Általános leírás

A Vivamax DeLuxe masszázszülés szuper intenzív gyúrómasszázs technikával, pont masszázssal és nyakmasszázsral segíti Önt, hogy otthonában élvezhesse az ősi, japán eredetű masszázss lazító, nyugtató hatásait.

Termékjellemzők

- 2x4 masszázsfaj fel-le jár a gerinc mentén alaposan átmasszírozva a gerinc menti és hátizmokat
- Speciális 3 dimenziós ujjmasszázs
- Vibrációs masszázss az ülő részen
- Fokozatmentesen állítható nyakmasszázs
- Pontmasszázs
- Melegítő funkció
- 3 előre beállított program: teljes hátmasszázs, alsó hátrész masszázss, felső hátrész masszázss

Biztonsági figyelmeztetés

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt használja a készüléket. Ha használati utasítást őrizze meg a későbbi használatra, tegye más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsa be az előírásokat.

- Tartsa karban a készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint és mindig használja azt rendeltetésszerűen! A leírást az első használat előtt olvassa el, mert olyan információkat tartalmaz, mely az esetleges balesetek megelőzését szolgálja!
- A jótállási kötelezettség nem rendeltetésszerű használat, vagy a használati utasításban leírtak be nem tartása esetén megszűnik!
- Soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül. Amikor nem használja, mindig áramtalanítsa.
- Gyermekek és mozgássérült személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket.
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a terméket! A rendeltetésszerű használattól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után. Ne használjon a készülékhez olyan alkatrészeket, kiegészítőket, melyek nincsenek a csomagolásban. Ne próbálja önmaga megszerelni.
- Ha a kábel vagy a villásdugó sérülését érzékeli, ha a készülék vizes lesz, vagy vízbe esik, ne helyezze áram alá a készüléket, forduljon a garancialevélen található szervizhez.
- A készüléket és a kábelt is tartsa távol meleg felületektől (radiátor, tűzhely, kályha).
- Ne aludjon el a készülék használata közben.
- Ne helyezzen semmit a készülék nyílásaiba.
- Ne használja, ha aeroszol gázok vannak a levegőben, vagy kevés az oxigén.
- Használat közben ne takarja le semmivel a készüléket, mert a motor túlmelegedhet, és ez tüzet okozhat.
- Soha ne a kábelénél fogva emelje fel, ne a kábelt használja fogantyúnak.
- Mielőtt áramtalanítja a készüléket, a távirányító segítségével állítsa le a masszázst.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, nem minősül orvostechnikai eszköznek.
- Ne használja szabadtéren.
- Gyenge vérkeringésű és bőrrallergiás személyek számára nem ajánlott a készülék használata.
- Ne dobálja, ne ütögesse és óvja az éles tárgyaktól!

- Ha bármilyen egészségügyi panasz van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét.
- Szívritmus-szabályozóval rendelkező személyeknek nem ajánlott a készülék használata, ha mégis használni akarják, kérjék ki orvosuk véleményét.
- Egyszerre csak 15 percig használja, különben a motor túlmelegedhet. Néhány perc pihentetés után újra kezdheti a 15 percet.
- Ne alkalmazza a készüléket orvosi kezelés helyett!
- Lefekvés előtt nem ajánlott a készüléket használni, ugyanis serkentheti a vérkeringést, és ezáltal élénkítheti, nehezebbé teheti az elalvást.

Figyelem!

Az ülés túlmelegedhet, ami a készülék élettartamának csökkenéséhez, illetve a vele közvetlenül érintkező ülőfelület károsodásához vezethet (kopás, elszíneződés). Ennek érdekében javasoljuk, hogy a masszázszülés és a szék/fotel ülőfelülete közé helyezzen el egy takarót, plédet.

A rögzítő gumi használata

A készülék két oldalához rögzített gumiszalag lehetővé teszi, hogy az ülés szinte bármilyen támlás székhez rögzíthető legyen, és így a használata kényelmes legyen, masszázs közben ne mozduljon el.

Csak illessze össze a gumiszalagok végén lévő tépőzárakat a szék háta mögött, és máris stabilabbá tette az ülés helyzetét a széken, így az működés közben nem fog csúszkálni.

A távirányító bemutatása, funkciók leírása



Be/Kikapcsoló gomb

A masszázssülés bekapcsolásához először nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot . A bekapcsolt állapotot jelző fény folyamatosan világítani kezd, jelezve, hogy a készülék működésre kész. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a Be/Kikapcsoló gombot . Ekkor a bekapcsolt állapotot jelző fény gyorsabban fog villogni, míg a görgők visszatérnek eredeti állásukba a készülék alá, majd visszavált normál ritmusú villogásba.

FULL – Hátmasszázs a hát teljes hosszában. A gomb megnyomásával a funkció működésbe lép. A funkció működésének kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a **FULL** gombot.

UP – Hátmasszázs a hát felső részén. Megnyomásával a funkció működésbe lép a hát felső részén. A funkció működésének kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az **UP** gombot.

LOWER – Hátmasszázs a hát alsó részén. Megnyomásával a funkció működésbe lép a hát alsó részén. A funkció működésének kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az **LOWER** gombot.

NECK – Nyakmasszázs. A  gomb Megnyomásával a nyakmasszázs funkció működésbe lép. A nyak masszázis működésének kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a  gombot.

UP – A nyakmasszírozó fejek helyének megváltoztatása felfele. A beállítás fokozatmentes, és a gomb folyamatos lenyomásával történik.

DOWN – A nyakmasszírozó fejek helyének beállítására szolgál lefele. A beállítás fokozatmentes, és a gomb folyamatos lenyomásával történik.

TARGET – Pontmasszázs funkció. A **TARGET** gomb megnyomásával bekapcsolhatja a pontmasszázs funkciót. A funkció működésének kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az **TARGET** gombot.

BACK TARGET – Pontmasszázs helyének meghatározása. A pontmasszázs funkcióhoz tartozó két nyíl segítségével tudja beállítani a pontmasszázs helyét.

A masszírozni kívánt hátrész kiválasztásához nyomja meg ▼ illetve a ▲ gombot iránynak megfelelően. Ekkor a távirányítón a ▼ illetve a ▲ gomb melletti LED világít. Amint a masszázsfekék eléri az Ön által preferált magasságot, nyomja meg a **TARGET** gombot és a masszírozó fejek abban a magasságban fognak masszírozni. A masszázs befejezéséhez nyomja meg a **TARGET** gombot. Ekkor a masszírozás abbamarad, a LED fény elalszik. Ha pontmasszázs funkcióról normál hátmasszázs funkcióra szeretne váltani, nyomja meg a **FULL**, **UP**, illetve a **LOWER** gombok bármelyikét a masszírozni kívánt területnek megfelelően.

A készülék 15 perc működés után automatikusan kikapcsol. Ez egy biztonsági funkció annak érdekében, hogy a motor ne melegedjen túl. Pár perc pihentetés után újra masszírozathat vele.

HEAT – Melegítő funkció. A „**HEAT**” gomb megnyomásával működtetheti be a melegítő funkciót. A Készülék görgői pirosan világítani kezdenek, és felmelegednek. A maximális hőfok 45°C. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a **HEAT** gombot és a fűtés kikapcsol.

SEAT – Vibrációs masszáz az ülő részen. A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a masszázst a vibrációs masszáz funkciójával. A gomb további megnyomásával választhat a vibrációs masszáz fokozatok között. 3 különböző masszáz fokozat van. A masszáz kikapcsolásához a legmagasabb masszázsfokozat elérése után még egyszer nyomja meg a **SEAT** gombot és a masszáz kikapcsol.

Karbantartás

A/ Tárolás

Amikor nem használja a készüléket, tegye vissza a dobozába, száraz, hűvös helyen tárolja. Tartsa távol éles tárgyaktól, melyek kiszakíthatják a készülék borítását. Ne tekerje a kábelt a készülék köré. Ne lógassa fel a készüléket sem a távirányító zsinórjánál, sem a hálózati kábelnél fogva.

B/ Tisztítás

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, míg a motor kihűl. (Ha a tisztítás előtt használta, akkor a kihűlés eltarthat néhány percig.) Kizárólag tiszta, puha, vagy maximum enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Nagyon figyeljen arra, hogy ne érje víz vagy semmilyen más folyadék a készüléket.

- Ne merítse folyadékba a tisztításhoz.
- Tisztításhoz ne használjon oldószert, benzint, kerozint, festékoldót, üveg tisztítót és erős szűrő keféket. Ezek mind tönkreteszhetik a készülék felületét.
- Ne próbálja önmaga megszerelni, mert ez a garancia elvesztését vonja maga után.

Hibalehárítás

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási lehetősége sem vezet eredményre, akkor kérjük, forduljon a szakszervizhez.

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. A csatlakozó nem megfelelően van csatlakoztatva. A készülék nincs bekapcsolva. Az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva a készülék kábeléhez.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Ellenőrizze a csatlakozót. Kapcsolja be a készüléket. Ellenőrizze a az adapter megfelelő csatlakoztatását.
A készülék működés közben hirtelen megáll.	A készülék túl sokáig volt használva, a túlmelegedés elleni kapcsoló kikapcsolt.	Állítsa le a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
Túl erősen vagy túl gyengén masszíroz.	A készülék nem megfelelő szögben áll. Nem megfelelően ült rá.	Állítsa a készüléket a megfelelő szögbe és próbáljon újra elhelyezkedni benne, úgy hogy megfelelő nyomással nehezedjen a görgőkre.
A készülék furcsa zajokat ad ki működés közben.	Valószínűleg a készülékben egy alkatrész meghibásodott.	Forduljon szakszervizhez.

Hulladékkezelés

A készülék nem dobható a háztartási hulladékok közé.

Kérjük lépjen kapcsolatba az lakóhelyén illetékes hatóságokkal a készülékre vonatkozó környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatban (elektromos hulladék.)



A jelzés azt mutatja, hogy a készülék nem kerülhet a háztartási hulladékok közé Európában. Hogy megóvja a környezetre, és az emberi szervezetre történő káros hatástól, melyet az ellenőrizetlen tárolás hulladékkezelés okozhat, hasznosítsa felelősséggel, ezzel segítve az erőforrások hosszú távú újrahasznosítását. A már nem használható terméket kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére, ők gondoskodnak az újrahasznosításról.

Műszaki adatok

Terméknév:	DeLuxe masszázstülés
Termékkód:	GYVM24
Feszültség:	230V
Frekvencia:	50Hz
Teljesítmény:	48W
Maximális hőmérséklet	45°C
Maximális terhelhetőség	100 kg
Automata kikapcsolás:	15 perc után
Súly:	9,25 kg

Magyarországi forgalmazó



VIVALDI

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Tel.: 06-1/889-9080; Fax.: 06-1/889-9095

www.vivaldi.hu ; info@vivamax.hu